

トルマリンホットパック〈单品〉 一般医療機器



ホットパックS  
オレンジ(肩・腰用)

ホットパックM  
オレンジ(おなか用)

ホットパックL  
オレンジ(首用)

ホットパックLL  
オレンジ(ふくらはぎ用)

サイズ	W160×H200mm
重量	0.8kg
価格	15,180円(税込)
【別売り】 替えカバー	: 1,870円(税込)

サイズ	W300×H200mm
重量	1.6kg
価格	29,590円(税込)
替えカバー	: 2,420円(税込)

サイズ	W660×H110mm
重量	1.6kg
価格	30,690円(税込)
替えカバー	: 3,080円(税込)

サイズ	W700×H200mm
重量	4.0kg
価格	73,260円(税込)
替えカバー	: 3,630円(税込)

トルマリンホットパックセット

※熱伝導を高めるアルミ棚仕様

家庭用



ホットパックセット S

ホットパックセット M

ホットパックセット L

ホットパックセット ミニ(木目)

価格	203,280円(税込)
サイズ	W450×D275×H355mm
庫内温度	70℃~80℃
セット内容	・ウォーマーS×1台 ・ホットパック S オレンジ(肩・腰用)×8個

価格	299,640円(税込)
サイズ	W450×D410×H450mm
庫内温度	70℃または80℃ 切替え可
セット内容	・ウォーマーM×1台 ・ホットパック S オレンジ(肩・腰用)×12個

価格	432,520円(税込)
サイズ	W450×D419×H616mm
庫内温度	70℃~80℃
セット内容	・ウォーマーL×1台 ・ホットパック S オレンジ(肩・腰用)×16個

価格	113,520円(税込)
サイズ	W300×D307×H230mm
庫内温度	70℃~80℃
セット内容	・ウォーマーミニ×1台 ・ホットパック S オレンジ(肩・腰用)×4個

- ・すべてのセットにコンセントタイマー(自動ON/OFF機能)がついています。
- ・各種「ウォーマーのみ」の販売もいたしております。

※セットの中身(ホットパック单品)のカスタマイズは、自由自在!



ホットパックには各種サイズがあります。状況に応じて様々な使い方が可能です。



Tourmaline Hot Pack

お客様ご相談窓口

TEL:06(6160)6080 FAX:06(7708)8945

受付時間: 平日(月~金) 10:00~17:00

SHOP: <https://hotpack.jp> E-mail: [taoshop@tao-balance.net](mailto:taoshop@tao-balance.net)

株式会社タオ トルマリン事業部

〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-2-18

ホットパック タオ 検索



【公式】オンラインストア

-このカタログの内容について、お問合せは、お近くの販売店にご相談ください。  
-販売店でお分かりにならない時は、当社お客様ご相談窓口におたずねください。  
-本カタログの記載内容は、2025年4月1日時点のものです。

介護事業者の方へ



Tourmaline Hot Pack

一般医療機器



リハビリ、機能訓練、口腔など様々なシーンで活用できる  
温熱療法「トルマリンホットパック」

トルマリンホットパック導入の3大メリット

機能改善

生産性向上

安心・安全

介護報酬アップのための  
個別機能訓練加算に!

感染症の予防や  
現場の業務改革に!

介護報酬の改善につながる加算対象の機能訓練と生産性向上は、同時に実現すべきテーマです。トルマリンホットパックは「温熱の質」と「使いやすさ」を追求した「第3のホットパック」です。

- 天然鉱石による遠赤外線の温熱
- 乾式タイプで装着は約10秒
- 低温やけどを防止する皮膚温度

加算の対象となるリハビリテーションや機能訓練、口腔機能向上を効率よく行なうためのプログラムとして介護施設で活用されています。



# 治療現場から生まれた乾式タイプの温熱医療機器

トルマリンホットパックは消炎鎮痛処置(温熱治療)を行うことを目的として、長年かけて研究開発された「一般医療機器・温熱用パック」です。現在、全国の病院やクリニックのリハビリ現場で使用されています。



一般医療機器番号 11B1X10025960001

## 導入のメリット1 機能改善

トルマリンホットパックは消炎鎮痛処置(温熱治療)を行う一般医療機器です。温熱作用を用いた様々なシーンでご活用いただけます。利用者様個別の目的に応じた使用も可能です。

### トルマリン温熱療法の使い方

温める

ゆるめる

動かす

10分間

あつたか〜

理学療法の中でも温熱療法は、疼痛の軽減や、可動域の改善など有効な手段の一つとして用いられています。



10分ほど温めるだけで血流が改善し、筋肉がほぐれて動きやすくなります。

#### 口腔機能訓練に



#### ひざ・股関節に



#### 腰痛予防に



### 温熱療法による〈効果・効能〉

血行をよくする

筋肉の  
疲れをとる

筋肉の  
コリをほぐす

神経痛、筋肉痛  
の痛みの緩解

胃腸の働きを  
活発にする

疲労回復

## 導入のメリット2 生産性向上

介護報酬改定で、機能訓練指導員が個別に訓練を実施する必要性も出てきました。トルマリンホットパックは、数十秒での装着が可能です。準備やメンテナンスの手間も少なく、現場の生産性を向上させます。



### 利用者様への装着に要する時間は、数十秒

装着方法は簡単です。保温庫から出して患部に当てるだけ。新人でも即日対応できます。また、コードレスなので使う場所を問いません。



●保温庫で簡単に温められます



●体のどの部分にもフィット

### 乾式だからメンテナンスも簡単

トルマリンホットパックは乾式タイプなので、水分もなく日々のメンテナンスが簡単です。利用者様の衣服の上からも使用できるので準備の時間も節約できます。



●カバーは着脱可能



●掃除機によるメンテナンス

### コストダウン

トルマリンホットパックは医療機器としても、通常のホットパックに比べて大幅なローコスト導入ができます。リハビリ現場でも人手がかからず、人件費のコストダウンにもつながります。

## 導入のメリット3 安心・安全

トルマリンホットパックは天然鉱石を100%使用。発売開始から17年間、低温やけどもなく無事故です。乾式タイプなので清潔。感染症対策として、ホットパックは70℃以上の保温庫の加温によって殺菌することができます。水分を含まないので衛生的です。

### 感染症の予防


感染症予防は、現場の負担にもなっています。トルマリンホットパックは、水分を含まない乾式タイプ。衣服やタオルの上から使えるので、毎回の消毒は不要です。患者様との密着も少なく、感染予防にも最適です。



- 清潔な乾式タイプ
- 毎回の消毒は不要
  - 衣服の上から使用可能
  - 患者様との密着も防止

### やけどの防止

トルマリンホットパックは加温した鉱石を綿素材のカバーで二重に包んでおり、低温やけどのリスクを低減させました。設置後1~2分で皮膚温度は速やかに上昇し、緩やかに低下します。自然な温かさが続きます。



### 天然素材100%

「体に当てるものだから安心して使いたい」との思いから使用するトルマリン鉱石は品質にこだわりました。天然鉱石100%実現のために質の高いブラクトルマリンをブラジルから直輸入。2~5mm大に粉碎し、検品したものをパック詰めしています。



●トルマリン鉱石の検品作業



からだ

トルマリン鉱石の正式名称は「電気石」。トルマリンは極性結晶体(プラス電極とマイナス電極を持つ)とも呼ばれ、放射率と伝導率がともに高い珍しい特性を持っています。岩盤浴にも使われるトルマリン鉱石の温熱が体を芯まで温めます。