


トルマリンホットパック〈単品〉 一般医療機器



ホットパックS  
オレンジ(肩・腰用)

ホットパックM  
オレンジ(おなか用)

ホットパックL  
オレンジ(首用)

ホットパックLL  
オレンジ(ふくらはぎ用)

サイズ	W160×H200mm
重量	0.8kg
価格	16,720円(税込)
【別売り】 替えカバー	: 2,090円(税込)

サイズ	W300×H200mm
重量	1.6kg
価格	32,560円(税込)
【別売り】 替えカバー	: 2,750円(税込)

サイズ	W660×H110mm
重量	1.6kg
価格	33,770円(税込)
【別売り】 替えカバー	: 3,410円(税込)

サイズ	W700×H200mm
重量	4.0kg
価格	80,630円(税込)
【別売り】 替えカバー	: 4,070円(税込)

トルマリンホットパックセット

※熱伝導を高めるアルミ棚仕様

家庭用



ホットパックセット S

ホットパックセット M

ホットパックセット L

ホットパックセット ミニ(木目)

価格	217,800円(税込)
サイズ	W450×D275×H355mm
庫内温度	70℃~80℃
セット内容	・ウォーマーS×1台 ・ホットパックS オレンジ(肩・腰用)×8個

価格	329,120円(税込)
サイズ	W450×D410×H450mm
庫内温度	70℃または80℃ 切替え可
セット内容	・ウォーマーM×1台 ・ホットパックS オレンジ(肩・腰用)×12個

価格	468,160円(税込)
サイズ	W450×D419×H616mm
庫内温度	70℃~80℃
セット内容	・ウォーマーL×1台 ・ホットパックS オレンジ(肩・腰用)×16個

価格	119,680円(税込)
サイズ	W300×D307×H230mm
庫内温度	70℃~80℃
セット内容	・ウォーマーミニ×1台 ・ホットパックS オレンジ(肩・腰用)×4個

- ・すべてのセットにコンセントタイマー(自動ON/OFF機能)がついています。
- ・各種「ウォーマーのみ」の販売もいたしております。

※セットの中身(ホットパック単品)のカスタマイズは、自由自在!



ホットパックには各種サイズがあります。状況に応じて様々な使い方が可能です。

●お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店で



お客様ご相談窓口

TEL:06(6160)6080 FAX:06(7708)8945

受付時間:平日(月~金)10:00~17:00

SHOP: <https://hotpack.jp> E-mail: [taoshop@tao-balance.net](mailto:taoshop@tao-balance.net)

株式会社タオ トルマリン事業部

〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-2-18

トルマリンホットパック タオ



【公式】オンラインストア

- このカタログの内容について、お問合せは、お近くの販売店にご相談ください。
- 販売店でお分かりにならない時は、当社お客様ご相談窓口におたずねください。
- 本カタログの記載内容は、2026年4月1日時点のものです。



一般医療機器

「遠赤外線の温熱」と「乾式の手軽さ」を追求した  
「第3のホットパック」



販売実績5,700施設以上

南米ブラジル産トルマリン鉱石100%のみを使用

一般医療機器番号 11B1X10025960001

# トルマリンホットパックとは

## 治療現場から生まれた乾式タイプの温熱医療機器

トルマリンホットパックは患者様への治療効果と生産性向上を目的として、長年かけて研究開発された医療機器です。天然鉱石だけを使った独特の温熱効果が患者様満足度をアップさせます。さらに、**簡単・便利な乾式タイプ**なので治療現場の生産性を大きく向上させることができます。

\*一般医療機器番号 11B1X10025960001




### 「簡単・手軽」を追求したパック形状

トルマリンホットパックは一見シンプルな形状ですが、治療現場での実験・検証によって開発し体のどの部分にもフィットするように作られています。トルマリンホットパックに難しい操作はありません。**新人でも即日対応できます。また、コードレスなので使う場所を選びません。**患者様の待ち時間対策や、他の物理療法との併用など使い方は多彩です。

## じんわりした自然な温かさが持続

肩・腰に5分間使用した後、サーモグラフィで表面体温の変化を測定すると真っ赤に表示され、身体の内芯から温まっている事が分かります。**遠赤外線放射率の高いトルマリン鉱石**のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。

サーモグラフィ写真




## 純度100%トルマリンのみを使用

使用しているトルマリン鉱石は純度100%。上質な鉱石をブラジルから直輸入し製品化しています。トルマリンは「電気石」とも呼ばれ、生体電流と同じ0.06ミリアンペアの微弱電流が発生することも科学的に証明されています。他の石や物質では体感することの出来ない温熱効果やリラックス効果が得られます。



## トルマリンによるリラックス効果

トルマリンには、人間をリラックスさせるα波を引き出す効果があると言われています。トルマリンを使用した脳波測定ではα波が上がり極めてリラックスした状態が赤く表示されています。**ほとんどの患者様が眠るほどのリラックス効果で治療効率も上がり時間短縮にもつながります。**



東京電機大学 電子工学科 教授 町好雄

# 医療・介護での活用シーン ~乾式タイプだから清潔で簡単。現場の生産性もアップ!

治療現場から生まれたトルマリンホットパックは、活用シーンに合わせ幅広い分野で、新たな活用方法により使用されています。



## トルマリンホットパック<Lセット>

専用ウォーマーは、肩・腰用トルマリンホットパックが16コ入る大容量で、中規模以上の店舗での利用などを想定した当社推奨のウォーマーです。

**この重さこそ、トルマリンが選ばれる理由!**  
置くだけで身体にどの部位にもフィットして、表面だけでなくじんわりと身体の内芯まで温めます。

特注アルミプレートで熱伝導効率アップ。ホットパックを効率よく短時間で加熱します。

**消費電力を抑えたエコ仕様。**  
気になる電気代は省エネ設計により、1時間わずか約2.2円とリーズナブル。ランニングコストも抑えることが可能です。

外袋は洗濯でき、いつでも清潔  
外袋は汚れたら洗濯可能!いつでも清潔にお使いいただけます。  
※洗い替え用の袋もご用意しております。(別売)

電源タップタイマーが付属  
付属の電源タップタイマーを使って、無駄なく自動ON/OFF。曜日別に設定する事も可能です。

オペレーションマニュアルにより、誰でもすぐに簡単に使用可!

トルマリンホットパック専用保温庫には各種サイズがあります。現場の状況に合わせて、各種パックを自由に組み合わせて使うことができます。

トルマリンウォーマーS    トルマリンウォーマーM    トルマリンウォーマーL